

## Használati útmutató, részletes termékleírás

Mini masszázspisztoly

Felhasználói útmutató

Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói útmutatót és fordítson különös figyelmet a biztonsági óvintézkedésekre a termék megfelelő működése és használata érdekében!

A felhasználói útmutató biztonságos és hatékony üzemmódot biztosít a felhasználók részére. Kérjük, gondosan őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy a jövőben is hivatkozhatson rá.

Tartalom

-Biztonsági intézkedések

-Adaptív tünetek

-Termékparaméterek

-Termékdiagram

-Használat

-Használati tilalom

-Töltés

-Karbantartás, szállítás & tárolás

Termékellenőrzés..... utolsó oldal

Biztonsági intézkedések

! Tilalmak

01. Gyermekek és tinédzserek számára tilos a termék használata

02. Sérülés esetén a termék használata tilos

03. Kérjük konzultáljon orvosával, ha izomsérülés után szeretné használni a terméket

04. Aneurizmában, vérzésben szenvedő vagy vérhígítót használó személyeknek tilos a termék használata

05. A termék használata a test érzékeny területein tilos pl.: fej, arc, nyaki csigolya, gerinc stb.

06. Nedves és nem tiszta bőrön tilos a termék használata. Ruhán keresztül használható. Gyengéden nyomja és mozgassa a bőrön maximum 60 másodpercen át egy felületen.

07. Csontokon tilos a termék használata. Használja ezt a terméket a test lágy szövetein, fájdalom és diszkomfort nélkül.

08. Kérjük ne használja a terméket zúzódás, fájdalom vagy bármiféle diszkomfort esetén.

09. Tilos a termék használata 3 hüvelyk távolságon belül 90 napig a rögzített ízület területén.

10. Tilos a terméket víz alá meríteni.

11. Ne hajítsa a terméket tűzre valamint ne vigye tűz közelébe azt.

12. Ne dobja le szándékosan a terméket.

13. Tilos a termék bármilyen módú szétszerelése.

14. Ne kerüljön közel az ujja, haja vagy bármely más testrésze a termék tengelyéhez vagy fejrészéhez az apróbb sérülések elkerülése érdekében.

15. 8. életévét be nem töltött gyermek által a termék nem használható. Gyermek nem használhatja, tisztíthatja, üzemeltetheti a terméket felügyelet nélkül.

Biztonsági intézkedések és adaptív tünetek

! Megjegyzések

Kérjük konzultáljon orvosával bármely alábbi körülmény észlelése esetén:

Várandós kismama

2. Pacemakert vagy defibrillátort viselő személyek

3. Nemrég műtéten átesett személyek

4. Rákban, szívbetegségben szenvedő személyek

5. Szegycsontrendellenességben, ízületi-vagy csontrendellenességben szenvedő személyek

6. Egyéb betegségek által okozott betegségek (diabetikus neuropátia vagy retinakárosodás)

Kutatók jelenleg tanulmányozzák a vibrációs tréning hatását bizonyos egészségügyi területeken. A tanulmányok vélhetőleg csökkenthetik az ellenjavallatokat. Gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy a vibrációs tréning terápiás ütemtervbe integrálva sok esetben terápiaként alkalmazható. Ezt orvos, szakértő vagy fizioterapeuta javaslatára vagy kíséretével kell elvégezni.

X Adaptív tünetek

- Izomhúzódás, húzódás, ficam okozta fájdalom, görcs
- Segíti az ödémás folyadék áramlását a duzzanat területén
- Lazítja a kötőszövetet és az anadesmát
- Csökkenti a tejsav felhalmozódását az izmokban
- Növeli az ízület aktivitását
- Megszünteti az izomfáradtságot

Termékparaméterek & Termékdiagram

X Termékparaméterek

Név

Mini mélyszövetes masszázspisztoly

Anyag

Aluminium ötvözet lemez

Névleges feszültség

11.1V

Töltőtípus

Type-C

Névleges teljesítmény

40W

Akkumulátorkapacitás

2000mAh

Masszázsfej

4

Termékméret

97x47x142 mm

Masszázs felszerelés

4 fokozatba állítható

X Masszázspisztoly és masszázsfaj

Masszázsfej (cserélhető)

Fogantyú

Lapos fej (Különböző izomfelületek relaxációjához és plaszticitásához alkalmas)

Gömbfej - Különböző izomterületek például tenyér vagy talpi fascia masszírozására alkalmas

Kúpfej - Hatását a mélyszövetekben fejti ki pl.: meridián pontok

U-alakú fej - A nyak, szegycsont és Achilles-ín masszírozására alkalmas

Használat

X Üzembe helyezés / Kikapcsolás

- A termék bekapcsol, a gomb három másodperces lenyomásával

- A jelzőfény bekapcsolás után folyamatosan ég. A zöld fény ég, a négy jelzőlámpa egymás után villan fel.

- A termék kikapcsol, ha a gombot három másodpercen át nyomva tartja.

X Intenzitás beállítása

A bekapcsolás után a kezdő első fokozat

Nyomja meg a berendezésen lévő billentyűt a fokozat növeléséhez!

A legmagasabb a negyedik fokozat. Nyomja meg a gombot, hogy a negyedikről az első fokozatra váltsa!

Fokozatot jelző jelzések: Egy jelzőfény ég az első fokozaton, két jelzőfény ég a másodikon.

X A masszázsfaj cseréje

vegye le

vagy

felszerelés

vagy felszerelés befejezése

Használati tilalom & Töltés

! Használati tilalom

Ne érintse meg ezt a területet, ha a masszázsfaj nincs a terméken a sérülések elkerülése végett.

Ne érintse meg ezt a területet, ha a termék masszázsfajjal üzemel, a sérülések elkerülése végett.

X Töltés

## Type - C USB Töltő

(Önműködő)

Kérjük, teljesen töltsse fel az első használat előtt!

Töltés közben a termék nem indítható el és nem használható

A jelzőfény pirosan világít töltés alatt majd zöldre vált, ha a termék teljesen feltöltődött

Ha az akkumulátor lemerül, a jelzőfény pirosan villog; ezesetben tegye töltőre, amilyen gyorsan csak lehet

A termék alapértelmezett működési ideje 15 perc minden fokozatban. 15 perc letelte után a termék automatikusan megállítja a masszírozási folyamatot. Abban az esetben, ha folytatni szeretné a masszírozást, nyomja meg a gombot. A termék 3 perc inaktivitás után automatikusan standby funkcióba kapcsol.

## Karbantartás, szállítás & tárolás

### X Karbantartás

Tisztítsa a készüléket egy nedves törülközővel majd törölje szárazra egy száraz, puha darabbal

Tárolja a készüléket a tárolódobozában, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja

Ne próbálja szétszerelni a készüléket

Havonta egyszer töltsse fel a készüléket, ha azt nem használja rendszeresen ezáltal az akkumulátor teljesítménye nem romlik

### X Tárolás

Kérjük tartsa ezt a terméket egy jól szellőző, korrozív gázoktól mentes raktárban 250mm-rel a talaj felett

Tilos ötnél több réteget egymásra halmozni

Tárolja a készüléket tiszta dobozban és töltsse fel minden hónapban, ha nem használja hosszú ideig annak érdekében, hogy elkerülje a benedvesedést és az akkumulátor élettartamának rövidülését

### X Szállítás

A termék alkalmas autóban, vonaton, hajón és repülőn történő szállításra

Rögzítse a terméket szállítás során annak érdekében, hogy megvédje a rázkódástól, ütközéstől, gördüléstől és eséstől. Tartsa felfelé. Óvatosan pakolja. Tartsa távol az esőtől!

Tilos öt rétegnél többet egymásra halmozni.